

22 MULTI-QUAT SANITIZER USE INSTRUCTIONS

22 MULTI-QUAT SANITIZER INSTRUCCIONES DE USO




EPA-REGISTERED NO-RINSE QUAT SANITIZER

REGISTRADO EN EPA COMO DESINFECTANTE CUATERNARIO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE


22 Multi-Quat Sanitizer is a concentrated, no-rinse quat sanitizer that is effective across a dilution range of 0.25 to 0.67 per gallon of water. You get a wider sanitation range with maximum convenience. It's an easy spray and wipe, mop bucket or third sink sanitizer application with no rinsing required.

El Desinfectante Multi-Quat 22 es un desinfectante concentrado que no requiere enjuague y es efectivo en una gama de dilución de 1.95 a 5.23 ml por litro de agua. El producto ofrece una gama de desinfección más amplia con un máximo de conveniencia. Es un desinfectante fácil de rociar y secar, aplicar en tercer fregadero o con trapeador y no requiere ser enjuagado.




150-400 PPM EFFICACY RANGE FOR CONVENIENT SANITIZATION

GAMA DE EFICACIA PARA UNA DESINFECCIÓN CONVENIENTE: DE 150 A 400 PARTES POR MILLÓN



HYDRION QT-40 INSTRUCTION

INSTRUCCIONES - HYDRION QT-40



Withdraw and tear off approximately 2 inches of paper from dispenser.

Saque y rasgue del dispensador una cinta de papel de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm).



Reorder Numbers
Números de pedido

QT-40 Test Strips 9264-2530
Cintas de Prueba QT-40 9264-2530


22 Multi-Quat Sanitizer
EPA Reg #1677-198

*Desinfectante Multi-Quat 22
Registro de EPA Núm. 1677-198*

2.5 gallon
2.5 galón

SANITIZATION RANGE TESTING

PRUEBA DE GAMA DE DESINFECCIÓN




Testing solutions should be at room temperature 65°F–75°F.

La solución de ensayo debe estar a la temperatura ambiente: de 65°F a 75°F. (18°C a 24°C)



Dip paper for 10 seconds. Don't shake.

Sumerja la cinta en la solución por 10 segundos. No la agite.




Compare colors immediately with colors on the test strip package to determine ppm*.

ALWAYS COMPARE AGAINST PACKAGE SCALE.

Compare inmediatamente el color de la cinta con los colores del paquete de prueba para determinar la dilución en ppm.*

COMPARE SIEMPRE CON LA ESCALA DE COLORES DEL PAQUETE.



Testing solution should be between 150–400 ppm.

La solución de prueba debe estar siempre entre 150 y 400 ppm.

*ppm = parts per million
*ppm = partes por millón

CUSTOMER SERVICE 800.454.5544

MEDICAL EMERGENCY URGENCIAS MÉDICAS 800.328.0026

©2017 Ecolab USA Inc. All Rights Reserved. Printed in the USA. 50564/0401/0217 9003-3401